



# HELIOS

Il tuo scanner intraorale ideale, Helios 600.  
Benvenuto Helios, benvenuto digitale!

BUSINESS PARTNER




PRECISION TECH



## Selezionato e garantito da Dentalica Qualità Precision Tech

Come tutti i prodotti che introduciamo nella gamma Precision Tech, anche Helios 600 risponde ai migliori standard tecnologici del mercato. Testato, selezionato e garantito da noi, Helios 600 è il miglior scanner intraorale per la vostra professione.



# Inizia il tuo viaggio digitale in tutta tranquillità con Helios 600!

## Perché preoccuparsi?

Alta precisione con calibrazione automatica ed adattiva. La calibrazione manuale non è più necessaria.

## Pronto per la tua esperienza digitale

Uno degli scanner più precisi e veloci del mercato.

## Pronto per la tua mano

Abbastanza piccolo per azionarlo facilmente, ma con un campo visivo ad alta definizione di ben 16 mm x 14 mm.



BUSINESS PARTNER  
DENTAL FUSIONI

DENTALICA  
Into quality

PRECISION TECH






## Più leggero

Solo 198 grammi, uno degli scanner più leggeri del mercato. Equilibrato, dal design ergonomico e facile da trasportare.



## Più veloce

Con Helios 600 scansioni complete dell'arcata in meno di 30 secondi.




## Più intelligente

La tecnologia AI filtra i tessuti molli ed in movimento, offrendo agli utenti un'esperienza di scansione fluida e generando risultati dall'aspetto naturale.



## Più preciso

Essendo uno degli scanner più precisi del mercato, Helios 600 ha raggiunto lo stato dell'arte in quanto a dettagli: risoluzione del dettaglio pari a 20µm.



# Helios 600

Uno scanner intraorale smart,  
con in più l'intelligenza  
di una telecamera intraorale.

Pulsante di avvio/arresto  
presenti su entrambi i lati  
per una scansione più semplice

Sorgente luminosa a LED  
Senza polvere  
Antiappannamento

Porta USB per alimentazione e trasferimento dati



Punta dello scanner rimovibile,  
2 dimensioni opzionali


Pulsante per cambiare modalità:  
arcata superiore, arcata inferiore,  
morso

Corpo con design solido e durevole





# Plug & Scan



Promemoria intelligente



Aggiornamento automatico del software




Archiviazione su cloud



Visualizzatore 3D online



Mouse senza fili



Servizio post vendita puntuale



Memo vocale





Helios 600		
Precisione	Arcata completa	20.0µm
	Area di scansione	16 x 14mm (L) 12 x 12mm (S)
Manipolo	Dimensioni	219 x 46 x 36mm
	Peso	198g
	Bottone cattura	Entrambi i lati
Punta	Dimensioni punta (parte frontale)	22 x 18mm (L) 18.6 x 16.7mm (S)
	Cavo di collegamento	Lunghezza
Tipo		USB 3.0
Calibrazione	Calibrazione di precisione	Calibrazione libera
	Colore di calibrazione	Calibrazione libera
Modalità speciali	Modalità da remoto	Si

Requisiti di sistema raccomandati	
Processore	Processore Intel®Core™ i7 9 <sup>th</sup> Generazione, frequenza base 2.6 GHz (o superiore)
Memoria	16GB (o superiore) DDR4, frequenza 2666 MHz (o superiore)
Hard Drive	512 GB (o superiore) SSD
Scheda grafica	NVIDIA®GeForce®GTX 1650 (o superiore)
Display	15.6" FHD (1920 x 1080) (o superiore)
Altro	USB 3.0
Sistema operativo	Windows 10 Pro
Opzionale	Touch screen

Specifiche





IN ITALIA I PRODOTTI SONO DISTRIBUITI E GARANTITI DA



INFO@DENTALICA.COM | NUMERO VERDE 800.70.71.72

**BUSINESS PARTNER**

